


## RV ▶ REPUESTOS VARIOS







- Repuestos Micron® scaler SSS
- Repuestos pulidor bicarbonato Micron® Quick Jet
- Repuestos lámparas quirófano Derungs®
- Repuestos taburetes Pluto®
- Repuestos equipo mural EcoLine®
- Repuestos Nouvag®
- Repuestos taburetes Jörg & Sohn®
- Repuestos Woodpecker® y DTE®
- Repuestos lámparas fotocurado



# REPUESTOS ULTRASONIDOS MICRON® SSS

Ultrasonidos Micron® SSS






|   | Descripción  | Observaciones |
|---|--|---------------|
|    | Cartucho cuerpo de oscilación<br><br><b>Ref.: 27-5022711</b>                     |               |
|  | Anillo tórico<br><br><b>Ref.: 27-5011622</b>                                     |               |
|  | Anillo tórico<br><br><b>Ref.: 27-5011242</b>                                     |               |
|  | Anillo tórico<br><br><b>Ref.: 27-5011292</b>                                     |               |
|  | Anillo tórico (SSS acople KaVo®)<br><br><b>Ref.: 27-5011442</b>                  |               |
|  | Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2)<br><br><b>Ref.: 27-5011722</b> |               |

Las PUNTAS y LLAVES se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de APARATOLOGÍA


SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

## Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX

|   | Descripción  | Observaciones |
|---|--|---------------|
|            | <p>Punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: <b>44-231</b></p>                                |               |
| <br>OR-232 | <p>Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: <b>OR-232</b></p> |               |




|  | Descripción  | Observaciones |
|--|--|---------------|
|  | Anillo tórico<br><br><b>Ref.: OR-SP3012</b>                      |               |
|  | Anillo tórico<br><br><b>Ref.: OR-SP3015</b>                      |               |
|  | Anillo tórico<br><br><b>Ref.: OR-SP3018</b>                      |               |
|  | Anillo tórico<br><br><b>Ref.: OR-SP3019</b>                      |               |
|  | Junta sellado depósito bicarbonato<br><br><b>Ref.: OR-SP3021</b> |               |

|   | Descripción   | Observaciones |
|---|---|---------------|
|    | <p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3022</b></p>      |               |
|    | <p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3024</b></p>      |               |
|    | <p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3027</b></p>      |               |
|    | <p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3040</b></p>      |               |
|  | <p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3041</b></p>      |               |
|  | <p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3042</b></p>      |               |
|  | <p>Alambre de desatasco</p> <p><b>Ref.: HE-3026</b></p> |               |
|  | <p>Punta</p> <p><b>Ref.: APX-SP3011</b></p>             |               |

## Scaler ECO S2



RUMAR

|   | Descripción  | Observaciones                          |
|---|--|--|
|  | <p>Cuerpo vibrador</p> <p><b>Ref.: SCX-ECOS2CV</b></p> | <p><b>Incluye:</b> Anillos tóricos</p> |

## REPUESTOS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO DERUNGS®

## Modelo Xerus





Derungs 

|  | Descripción   | Observaciones |
|--|---|---------------|
|   | <p>Asa central D99205000</p> <p><b>Ref.: 09-910</b></p> |               |
|  | <p>Pantalla D99278000</p> <p><b>Ref.: 09-916</b></p>    |               |

# REPUESTOS NOUVAG®


## Implantología / Cirugía

**NOUVAG+**

|  | Descripción | Observaciones                                      |
|--|-------------|--|
|  <p data-bbox="360 405 600 423">Micromotor 31-ESS para MD20</p> <p data-bbox="373 528 528 551"><b>Ref.: 48-2064</b></p>                                     |             | <p data-bbox="1193 405 1310 423">Con cable: 3m</p> |
|  <p data-bbox="360 602 596 620">Micromotor 31-ESS para MD10</p> <p data-bbox="373 725 528 748"><b>Ref.: 48-2063</b></p>                                     |             | <p data-bbox="1193 602 1310 620">Con cable: 2m</p> |
|  <p data-bbox="360 792 616 810">Micromotor 21 para MD30 / MD11</p> <p data-bbox="373 916 528 938"><b>Ref.: 48-2097</b></p>                                  |             | <p data-bbox="1193 792 1310 810">Con cable: 2m</p> |
|  <p data-bbox="360 981 863 999">Varilla soporte suero motores Nouvag® MD10, MD11, MD20, MD30</p> <p data-bbox="373 1104 523 1126"><b>Ref.: 48-1770</b></p> |             |  |

## Repuestos Taburetes Jörg & Sohn®










**jörg & sohn**  
TECHNICAL SOLUTIONS

|  | Descripción | Observaciones                                       |
|--|-------------|---|
|  <p data-bbox="360 1350 533 1368">Rueda para taburetes</p> <p data-bbox="373 1473 509 1496"><b>Ref.: 07-601</b></p> |             | <p data-bbox="1369 1480 1485 1498">HASTA AGOTAR</p> |











# REPUESTOS WOODPECKER® Y DTE®











## Repuestos Ultrasonidos























|   | Descripción  | Observaciones   |
|---|--|---|
|    | Placa electrónica Kit <b>UDS-N3</b> y <b>UDS-N3 LED</b><br><br><b>Ref.: 28-PCB005</b>  |   |
|    | Placa electrónica Kit <b>DTE-V3</b> y <b>DTE-V3 LED</b><br><br><b>Ref.: 28-PCB001</b>  |   |
|    | Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D5</b> y compatibles<br><br><b>Ref.: 28-U013</b>                                       |   |
|   | Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® <b>U6</b> y DTE® <b>S6</b><br><br><b>Ref.: 28-U043</b>  |   |
|  | Fusible ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> , DTE® <b>D3</b> , <b>D5</b> y <b>D7</b> y compatibles<br><br><b>Ref.: 28-U014</b>                         | <b>Voltaje:</b> 250V<br><b>Tensión:</b> 5K<br><b>Amperaje:</b> 0,5A |
|  | Tubo gris ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> ; DTE® <b>D5</b> y <b>D7</b> y compatibles<br><br><b>Ref.: 28-U015</b>                                   |   |
|  | Transformador ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y <b>U6</b> ; DTE® <b>D5</b> , <b>D7</b> y <b>S6</b> y compatibles<br><br><b>Ref.: 28-TRA005</b>     |   |
|  | Pedal ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y <b>U6</b> ; DTE® <b>D5</b> , <b>D7</b> , <b>S6</b> y <b>D600</b> y compatibles<br><br><b>Ref.: 28-U016</b> |   |
|  | Botella con tapa 500ml DTE® <b>D7</b> y Woodpecker® <b>UDS-E</b><br><br><b>Ref.: 28-U017</b>   |   |



|   | Descripción  | Observaciones   |
|---|--|---|
|    | <p>Conector espigas entrada ultrasonidos DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U018</b></p>  |   |
|    | <p>Conectores receptor hembra botella ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U019</b></p>             |   |
|    | <p>Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U020</b></p>  |   |
|    | <p>Regulador caudal ultrasonidos Woodpecker® y DTE® <b>D5</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U030</b></p>                              |   |
|   | <p>Soporte pieza de mano ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7, D5, D3</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U022</b></p>    |   |
|  | <p>Conexión entrada agua ultrasonidos Woodpecker® y DTE® <b>D5</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U023</b></p>                         |   |
|  | <p>Anillo tórico conexión botella suministro agua ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U027</b></p> |   |
|  | <p>Placa electrónica central ultrasonidos DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-PCB002</b></p>   |   |
|  | <p>Panel botonera ultrasonidos DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U028</b></p>  |   |
|  | <p>Manguera ultrasonidos <b>UDS-E, UDS-P, UDS-A, UDS-K</b> y <b>UDS-N3</b></p> <p><b>Ref.: 28-U007</b></p>                               | <p><b>Longitud:</b> 200cm<br/> <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)<br/> <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> |











|   | Descripción   | Observaciones   |
|---|---|---|
|    | <p>Manguera ultrasonidos <b>U600 LED, U6 LED, UDS-E LED, UDS-P LED, UDS-A LED, UDS-K LED y UDS-N3 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-U010</b></p>                         | <p><b>Longitud:</b> 200cm<br/> <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)<br/> <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> |
|    | <p>Manguera ultrasonidos <b>D3, D5, D7 y V3</b></p> <p><b>Ref.: 28-U008</b></p>   | <p><b>Longitud:</b> 200cm<br/> <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)<br/> <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> |
|    | <p>Manguera ultrasonidos <b>D3 LED, D5 LED, D7 LED y V3 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-U009</b></p>   | <p><b>Longitud:</b> 200cm<br/> <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)<br/> <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p> |
|    | <p>Manguera ultrasonidos <b>U600 y U6</b></p> <p><b>Ref.: 28-U046</b></p>   | <p><b>Longitud:</b> 200cm<br/> <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)<br/> <b>Diámetro:</b> 7mm</p>        |
|  | <p>Manguera ultrasonidos DTE <b>D600 LED y S6 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-U044</b></p>   | <p><b>Longitud:</b> 200cm<br/> <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)<br/> <b>Diámetro:</b> 7mm</p>        |
|  | <p>Potenciometro regulación caudal ultrasonidos para <b>suministro interno</b> Woodpecker® <b>U600</b> y DTE® <b>D600</b></p> <p><b>Ref.: 28-U021</b></p>         |   |
|  | <p>Regulador caudal ultrasonidos para <b>suministro externo</b> Woodpecker® <b>U6</b> y <b>U600</b>, DTE® <b>S6</b> y <b>D600</b></p> <p><b>Ref.: 28-U031</b></p> |   |
|  | <p>Tanque con tapa ultrasonidos Woodpecker® <b>U600</b> y DTE® <b>D600</b></p> <p><b>Ref.: 28-U032</b></p>  |   |
|  | <p>Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® <b>U600</b> y DTE® <b>D7, D600</b> Y comp.</p> <p><b>Ref.: 28-U025</b></p>  |   |
|  | <p>Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker® <b>U600, AP-B,</b> y DTE® <b>D600</b> y <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U026</b></p>                                       |   |











|   | Descripción   | Observaciones          |
|---|---|------------------------|
|    | <p>Cable alimentación ultrasonidos Woodpecker® <b>U600</b> y DTE® <b>D600</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA014</b></p>         |                        |
|    | <p>Manguera aeropilador <b>AP-B, AP-A</b> y <b>PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U033</b></p>                                 | <p>Terminal dorado</p> |
|    | <p>Manguera ultrasonidos <b>AP-B</b></p> <p>Ref.: <b>28-U034</b></p>  |                        |
|    | <p>Pedal <b>AP-A, AP-B</b> y <b>COMP</b></p> <p>Ref.: <b>28-U016</b></p>  |                        |
|   | <p>Soporte pieza de mano ultrasonidos y pieza de mano aeropilador <b>AP-B</b> (Naranja)</p> <p>Ref.: <b>28-U064</b></p> |                        |
|  | <p>Soporte pieza de mano ultrasonidos y pieza de mano aeropilador <b>AP-B</b> (Blanca)</p> <p>Ref.: <b>28-U065</b></p>  |                        |
|  | <p>Válvula solenoide ultrasonidos <b>AP-B</b></p> <p>Ref.: <b>28-U035</b></p>   |                        |
|  | <p>Cartucho válvula solenoide aeropilador <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U036</b></p>                     |                        |
|  | <p>Placa electrónica central <b>AP-B</b></p> <p>Ref.: <b>28-PCB004</b></p>  |                        |
|  | <p>Fuente alimentación <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA015</b></p>                                      |                        |









|   | Descripción   | Observaciones  |
|---|---|--|
|                            | Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento <b>subgingival AP-B</b> (Naranja)*<br><br><b>Ref.: 28-U038</b>                        | *Dispositivos con N/S < AP23A0071PB<br><b>Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045</b> |
|                            | Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento <b>supragingival AP-B</b> (Naranja)*<br><br><b>Ref.: 28-U039</b>                      | *Dispositivos con N/S < AP23A0071PB<br><b>Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045</b> |
| <br>Imagen no disponible   | Kit 2 anillos tóricos conexión depósitos polvo <b>AP-B, AP-A, PT-A y PT-B</b><br><br><b>Ref.: 28-U045</b>                                 |  |
| <br>Imagen no disponible   | Kit completo 32 anillos tóricos <b>AP-B</b><br><br><b>Ref.: 28-U070</b>   |  |
| <br>Imagen no disponible  | Anillo tórico conexiones botellas agua <b>AP-B, AP-A, PT-A y PT-B</b><br><br><b>Ref.: 28-U071</b>   | <b>Nota:</b> La conexión requiere de 2 anillos tóricos                               |
|                          | Botella 700ml <b>AP-B</b> (Naranja) con tapa dorada<br><br><b>Ref.: 28-U040</b>   |  |
| <br>Imagen no disponible | Botella 700ml <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b> (Blanco) con tapa plateada<br><br><b>Ref.: 28-U068</b>  |  |
|                          | Conector rápido entrada aire comprimido <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b><br><br><b>Ref.: 28-U041</b>   |  |
|                          | Filtro aire <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b><br><br><b>Ref.: 28-U042</b>   |  |
|                          | Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Supragingival <b>PT-A*, AP-A*</b> y <b>AP-B*</b> (Blanco)<br><br><b>Ref.: 28-PB0013</b> | *Dispositivos con N/S > AP23A0540A   |











NUEVO

NUEVO



|   | Descripción   | Observaciones   |
|---|---|---|
|                                | <p>Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Subgingival <b>PT-A*</b>, <b>AP-A*</b> y <b>AP-B*</b> (Blanco)</p> <p><b>Ref.: 28-PB0014</b></p> | <p>*Dispositivos con N/S &gt; AP23A0540A</p>                  |
|  <p>Imagen no disponible</p>   | <p>Depósito 600 ml <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U057</b></p>  |   |
|  <p>Imagen no disponible</p>   | <p>Depósito 1400 ml <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U058</b></p>   |   |
|                                | <p>Soporte pieza de mano ultrasonidos <b>YZ-2L, PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U050</b></p>  |   |
|                               | <p>Manguera ultrasonidos <b>YZ-2L, PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U051</b></p>   |   |
|                              | <p>Válvula solenoide <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U052</b></p>  | <p>*Confirmar antes, PT-A tiene tres solenoides distintas</p> |
|                              | <p>Válvula solenoide <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U059</b></p>  | <p>*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas</p>  |
|  <p>Imagen no disponible</p> | <p>Válvula solenoide <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U060</b></p>  | <p>*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas</p>  |
|                               | <p>Regulador caudal para <b>suministro externo</b> <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U031</b></p>  |   |
|                              | <p>Sistema calentador <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U053</b></p>   |   |

|   | Descripción  | Observaciones |
|---|--|---------------|
|                                | <p>Conector macho <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U054</b></p>  |               |
|                                | <p>Conector hembra <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U055</b></p>                                       |               |
|  <p>Imagen no disponible</p>   | <p>Kit completo 32 anillos tóricos <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U056</b></p>                       |               |
|                                | <p>Pedal multifunción <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U061</b></p>                                    |               |
|                               | <p>Transformador <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-TRA016</b></p>                                       |               |
|  <p>Imagen no disponible</p> | <p>Filtro de aire <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U062</b></p>  |               |
|                              | <p>Toma de agua <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U063</b></p>  |               |
|                              | <p>Potenciómetro kits built in <b>V3, V3 LED, UDS-N3, UDS-N3 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-U001</b></p> |               |
|                              | <p>LED pieza de mano <b>HW-5L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U004</b></p>                                    |               |
|  <p>Imagen no disponible</p> | <p>Soporte LED pieza de mano <b>HW-5L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U003</b></p>                            |               |








|  | Descripción   | Observaciones |
|--|---|---------------|
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Punta pieza de mano <b>HW-5L</b><br><br><b>Ref.: 28-U049</b>              |               |
|   | LED pieza de mano <b>HD-7L</b> y <b>HD-8L</b><br><br><b>Ref.: 28-U002</b> |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Soporte LED pieza de mano <b>HD-7L</b><br><br><b>Ref.: 28-U005</b>        |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Soporte LED pieza de mano <b>HD-8L</b><br><br><b>Ref.: 28-U006</b>        |               |
|   | Transformador <b>AT-1</b><br><br><b>Ref.: 28-TRA002</b>                   |               |
|   | Tubos grises paralelos <b>AT-1</b><br><br><b>Ref.: 28-U024</b>            |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | LED pieza de mano <b>HB-1L</b><br><br><b>Ref.: 28-U047</b>                |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Soporte LED pieza de mano <b>HB-1L</b><br><br><b>Ref.: 28-U048</b>        |               |











|   | Descripción   | Observaciones |
|---|---|---------------|
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Cabeza pieza de mano <b>AP-1</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0001</b>  |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Cabeza pieza de mano <b>AP-2</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0002</b>  |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Kit 2 anillos tóricos conexión manguera piezas de mano <b>AP-1</b> y <b>AP-2</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0003</b>                              |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano <b>AP-1</b> y <b>AP-1 PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0004</b>                                     |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano <b>AP-2</b> y <b>AP-2 PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0005</b>                                     |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Conexión <b>Midwest 4 AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0006</b>   |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Conexión tipo <b>KaVo® AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0007</b>  |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Conexión tipo <b>NSK® AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0008</b>   |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Conexión tipo <b>Sirona® AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0009</b>  |               |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Kit 2 anillos tóricos conexión <b>AP-H / AP-H PLUS</b> con piezas de mano <b>AP-1 PLUS</b> y <b>AP-2 PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0010</b> |               |























|   | Descripción  | Observaciones |
|---|--|---------------|
|  | Tapa contenedor <b>AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0011</b>       |               |
|  | Junta para contenedor <b>AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b><br><br><b>Ref.: 28-PB0012</b> |               |







Repuestos Motores Endodoncia y EndoActivadores 










|   | Descripción  | Observaciones   |
|---|--|---|
|                                | Pieza de mano endo activador ultrasónico <b>Woodpecker® Endo 1</b> (Blanco)<br><br><b>Ref.: 28-PM006</b> | Roscas tipo: EMS  |
|                               | Pieza de mano endo activador ultrasónico <b>DTE® Endo 1</b> (Violeta)<br><br><b>Ref.: 28-PM007</b>       | Roscas tipo: S  |
|  <p>Imagen no disponible</p> | Pieza de mano motor endo <b>Ai-Motor Terauchi® Black Edition</b><br><br><b>Ref.: 28-PM013</b>            | Color: Negro<br><br>Sin contra ángulo   |
|                              | Pieza de mano <b>Motopex</b><br><br><b>Ref.: 28-PM003</b>  | Color: Blanca<br><br>Sin contra ángulo  |
|                              | Pieza de mano <b>Endo Smart Plus</b><br><br><b>Ref.: 28-PM001</b>  | Sin contra ángulo   |
|                              | Pieza de mano <b>Endo Radar Plus</b> (Modelo antiguo - sin modo ARI)*<br><br><b>Ref.: 28-PM002</b>       | Color: Blanca<br><br>Sin contra ángulo<br><br>*No compatible con modelo nuevo   |
|                              | Pieza de mano <b>Endo Radar Plus</b> (Modelo nuevo - con modo ARI)*<br><br><b>Ref.: 28-PM014</b>         | Color: Blanca<br><br>Sin contra ángulo<br><br>*No compatible con modelo antiguo |

|   | Descripción   | Observaciones  |
|---|---|--|
|    | Pieza de mano <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-PM005</b>   | <b>Color:</b> Naranja<br><b>Sin contra ángulo</b>  |
|    | Pieza de mano <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-PM004</b>   | <b>Color:</b> Blanca<br><b>Sin contra ángulo</b>   |
|    | Cabeza contra ángulo <b>Endo Radar, Endo Smart y E-com</b><br><br><b>Ref.: 28-ME001</b>   |  |
|    | Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE®:<br><b>Endo Radar Plus</b> <b>Ai-Motor</b><br><b>Endo Smart +</b><br><b>Motopex</b><br><br><b>Ref.: 28-ME004</b>   | <b>Inluye:</b> Boquilla de lubricación   |
|   | <b>NUEVO</b><br>Cabeza contra ángulo <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-ME007</b>  | <b>Inluye:</b> Boquilla de lubricación<br>*Recubrimiento aislante                              |
|  | Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE® con movimiento <b>Rotatorio</b> y movimiento <b>Vertical</b> (arriba-abajo)<br><b>Endo Radar Plus</b> <b>Ai-Motor</b><br><b>Endo Smart +</b> <b>Smart-A</b><br><b>Motopex</b><br><br><b>Ref.: 28-CA161RR</b> | <b>Inluye:</b> Boquilla de lubricación<br><br>Movimiento VERTICAL<br>+<br>Movimiento ROTATORIO |
|  | Batería <b>Endo 1, Endo 3 y Pedal motor Endo Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT004</b>  |  |
|  | Batería piezas de mano motores Endo Woodpecker® / DTE®:<br><b>Endo Radar</b> <b>E-Com</b> <b>Ai-Motor</b><br><b>Endo Radar Plus</b> <b>Ai-Motor</b><br><b>Endo Smart</b> <b>Motopex</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT007</b>   |  |
|  | Batería base <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT008</b>   |  |
|  | Batería pieza de mano <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT010</b>  |  |











|   | Descripción  | Observaciones     |                 |                          |                |                |  |  |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|--|--|
|    | <p>Transformador <b>Endo Smart, E-com y Endo Smart Plus</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA007</b></p>  |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|    | <p>Transformador <b>Endo Radar y Endo Radar Plus</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA008</b></p>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|    | <p>Transformador <b>Motopex y Ai-Motor</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA009</b></p>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|    | <p>Transformador <b>Smart-A y Endo 3</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA010</b></p>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|   | <p>Transformador <b>Endo 1</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA004</b></p>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|   | <p>Gancho labial motores <b>Endo Woodpecker® y DTE®:</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Endo Radar</b></td> <td><b>Ai-Motor</b></td> </tr> <tr> <td><b>Endo Radar "Plus"</b></td> <td><b>Smart A</b></td> </tr> <tr> <td><b>Motopex</b></td> <td></td> </tr> </table> <p>Ref.: <b>28-WA012</b></p> | <b>Endo Radar</b> | <b>Ai-Motor</b> | <b>Endo Radar "Plus"</b> | <b>Smart A</b> | <b>Motopex</b> |  | <p><b>Pack:</b> 2 Unidades</p> <p><b>Compatible</b> con Morita Triauto</p> |
| <b>Endo Radar</b>   | <b>Ai-Motor</b>  |                   |                 |                          |                |                |  |  |
| <b>Endo Radar "Plus"</b>  | <b>Smart A</b>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
| <b>Motopex</b>  |  |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|  | <p>Cable medición motores <b>Endo Radar Plus y Endo Radar.</b></p> <p>Ref.: <b>28-CAB001</b></p>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|   | <p>Cable medición motor <b>Endo Ai-Motor</b></p> <p>Ref.: <b>28-CAB007</b></p>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|  | <p>Cable gancho limas</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Endo Radar</b></td> <td><b>Ai-Motor</b></td> </tr> <tr> <td><b>Endo Radar "Plus"</b></td> <td><b>Smart A</b></td> </tr> <tr> <td><b>Motopex</b></td> <td></td> </tr> </table> <p>Ref.: <b>28-CAB002</b></p>                                   | <b>Endo Radar</b> | <b>Ai-Motor</b> | <b>Endo Radar "Plus"</b> | <b>Smart A</b> | <b>Motopex</b> |  |  |
| <b>Endo Radar</b>   | <b>Ai-Motor</b>  |                   |                 |                          |                |                |  |  |
| <b>Endo Radar "Plus"</b>  | <b>Smart A</b>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |
| <b>Motopex</b>  |  |                   |                 |                          |                |                |  |  |
|  | <p>Cable mini USB (Base-pieza de mano) <b>E-com+</b></p> <p>Ref.: <b>28-CAB004</b></p>   |                   |                 |                          |                |                |  |  |


|  | Descripción   | Observaciones         |
|--|---|-----------------------|
|   | Cable USB (Base-pieza de mano) <b>Endo Radar</b> y <b>Endo Radar Plus</b><br><br><b>Ref.: 28-CAB005</b>   |                       |
|   | Cable medición <b>Motopex</b><br><br><b>Ref.: 28-CAB006</b>   |                       |
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Cable transformador / medición <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-CAB008</b>   |                       |
|   | Funda aislante motores Endo Woodpecker® / DTE®:<br><b>Endo Radar Plus                      Ai-Motor</b><br><b>Endo Smart +</b><br><b>Motopex</b><br><br><b>Ref.: 28-WA008</b> | 1 Unidad              |
| <br><small>Imagen no disponible</small>  | Funda protectora <b>Endo 3</b><br><br><b>Ref.: 28-WA011</b>   | 1 Unidad              |
|   | Base <b>Motopex</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS008</b>   |                       |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Base <b>Endo Smart +</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS017</b>  |                       |
|   | Base <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS009</b>   | <b>Color:</b> Naranja |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Base <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS010</b>   | <b>Color:</b> Blanca  |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Base <b>Ai-Motor Terauchi® Black Edition</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS018</b>  |                       |

|  | Descripción  | Observaciones         |
|--|--|-----------------------|
|   | Base Endo activador <b>Endo1</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS002</b> | <b>Color:</b> Blanco  |
|   | Base Endo activador <b>Endo1</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS003</b> | <b>Color:</b> Violeta |
|   | Base Endo activador <b>Endo3</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS013</b> |                       |
|   | Pedal <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-ME009</b>              | <b>Color:</b> Naranja |
|  <p data-bbox="113 1039 199 1055">Imagen no disponible</p> | Pedal <b>Smart-A</b><br><br><b>Ref.: 28-ME008</b>              | <b>Color:</b> Blanca  |
|    | Soporte LED <b>E-com+</b><br><br><b>Ref.: 28-U029</b>          |                       |

|  | Descripción   | Observaciones                             |
|--|---|---|
|    | Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® <b>Implanter LED</b> y <b>DTE® Implant X LED</b><br><br><b>Ref.: 28-MI001</b>  | Longitud: 180cm<br>Conector gris 6 pines  |
| <br><small>Imagen no disponible</small>   | Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® <b>Implanter LED PLUS</b> y <b>DTE® Implant X LED Plus</b><br><br><b>Ref.: 28-MI006</b>  | Longitud: 180cm<br>Conector azul 10 pines |
|    | Placa electrónica Woodpecker® <b>Implanter LED</b> y <b>DTE® Implant X LED</b><br><br><b>Ref.: 28-PCB003</b>  |   |
|    | Display Woodpecker® <b>Implanter LED</b> y <b>DTE® Implant X LED</b><br><br><b>Ref.: 28-MI002</b>   |   |
|    | Bomba Woodpecker® <b>Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED</b> y sus versiones sin luz<br><br><b>Ref.: 28-MI003</b>                       |   |
|    | Cable suministro eléctrico Woodpecker® <b>Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED</b> y sus versiones sin luz<br><br><b>Ref.: 28-TRA013</b> |   |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Pedal multifuncional con cable Woodpecker® <b>Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus</b> y sus versiones sin luz<br><br><b>Ref.: 28-MI005</b>                              | Longitud cable: 280cm                     |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Pedal multifuncional con cable Woodpecker® <b>Surgic Touch LED, Surgic X LED</b> y sus versiones sin luz<br><br><b>Ref.: 28-U069</b>  | Longitud cable: 280cm                     |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Soporte goma Woodpecker® piezas de mano y micromotor<br><br><b>Ref.: 28-MI007</b>   |   |

Para repuestos contra ángulos Woodpecker® consultar sección repuestos rotatorio.

|  | Descripción  | Observaciones  |
|--|--|--|
|   | <p>Gancho labial localizadores de ápices y motores Endo con localizador de ápices Woodpecker® y DTE®:</p> <p><b>Woodpex V</b><br/><b>Ai-PEX</b><br/><b>Minipex</b></p> <p><b>Endo Radar</b><br/><b>Endo Radar "Plus"</b><br/><b>Motopex</b></p> <p><b>Ai-Motor</b><br/><b>Smart A</b></p> <p><b>Ref.: 28-WA012</b></p> | <p>Pack: 2 Unidades</p> <p>Compatible con Morita Triauto</p> |
|   | <p>Punta test pulpa <b>Ai-Pex</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino para piezas dentales con coronas metálicas.</li> <li>- Grueso para todas las piezas dentales.</li> </ul> <p><b>Ref.: 28-WA014</b></p>   | <p>Pack: 2 Unidades</p>                                      |
|   | <p>Cable medición motores.</p> <p><b>Woodpex I</b><br/><b>Woodpex III</b><br/><b>Woodpex V</b></p> <p><b>DPEX I</b><br/><b>DEPX III</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB001</b></p>  |  |
|   | <p>Cable gancho labial <b>Minipex</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-CAB003</b></p>   |  |
|    | <p>Cable gancho limas.</p> <p><b>Woodpex I</b><br/><b>Woodpex III</b><br/><b>Woodpex V</b></p> <p><b>DPEX I</b><br/><b>DEPX III</b><br/><b>DPEX III</b></p> <p><b>Ai-Pex</b><br/><b>Minipex</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB002</b></p>  |  |
|   | <p>Cable medición <b>Ai-Pex</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-CAB007</b></p>   |  |
|   | <p>Transformador <b>Woodpex III, Woodpex V y DPEX III</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-TRA002</b></p>   |  |
| <br><small>Imagen no disponible</small> | <p>Transformador <b>Minipex</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-TRA004</b></p>   |  |
|   | <p>Transformador <b>Ai-Pex</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-TRA010</b></p>  |  |
|   | <p>Batería <b>Woodpex III, Woodpex V y DPEX III</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-BAT004</b></p>   |  |





|   | Descripción   | Observaciones |
|---|---|---------------|
|  | Batería <b>Ai-Pex</b> .<br><br><b>Ref.: 28-BAT007</b> |               |

Repuestos Sistema de Obturación






|   | Descripción  | Observaciones              |
|---|--|----------------------------|
|    | Batería Sistema de Obturación Gutapercha <b>Fi-G</b> .<br><br><b>Ref.: 28-BAT005</b>                                   |                            |
|    | Batería Sistema de Obturación Gutapercha <b>Fi-P</b> y <b>Fi-E</b> .<br><br><b>Ref.: 28-BAT006</b>                     |                            |
|   | Transformador Sistema de Obturación Gutapercha <b>Fi-G</b> , <b>Fi-P</b> y <b>Fi-E</b> .<br><br><b>Ref.: 28-TRA012</b> |                            |
|  | Martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha <b>Fi-G</b> .<br><br><b>Ref.: 28-SO001</b>                        |                            |
|  | Cierre y junta martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha <b>Fi-G</b> .<br><br><b>Ref.: 28-SO003</b>         | <b>Para Ref.: 28-SO001</b> |
|  | Gatillo Sistema de Obturación Woodpecker® <b>Fi-G</b> .<br><br><b>Ref.: 28-SO002</b>                                   |                            |
|  | Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha <b>Fi-G</b> .<br><br><b>Ref.: 28-BAS006</b>                             |                            |
|  | Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha <b>Fi-P</b> .<br><br><b>Ref.: 28-BAS007</b>                             |                            |




















|   | Descripción   | Observaciones |
|---|---|---------------|
|    | <p>Anillo limpiador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E.</p> <p><b>Ref.: 28-SO006</b></p> |               |
|    | <p>Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E.</p> <p><b>Ref.: 28-BAS014</b></p>   |               |
|  <p data-bbox="113 689 204 705">Imagen no disponible</p> | <p>Pieza de mano Fi-E Blanco</p> <p><b>Ref.: 28-PM008</b></p>                               |               |
|  <p data-bbox="113 880 204 896">Imagen no disponible</p> | <p>Pieza de mano Fi-P Blanco</p> <p><b>Ref.: 28-PM009</b></p>                               |               |

## Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital











|   | Descripción   | Observaciones |
|---|---|---------------|
|   | <p>Transformador <b>i-Scan</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-TRA011</b></p>         |               |
|  | <p>Funda silicona <b>i-Sensor H1</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-WA009</b></p>    |               |
|  | <p>Funda silicona <b>i-Sensor H2</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-WA010</b></p>    |               |
|  | <p>Soporte goma <b>i-Sensor H1 y H2</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-WA015</b></p> |               |

| Descripción  | Observaciones   |
|--|---|
|  <p>Guía de luz / Fibra óptica <b>Woodpecker® LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B y LUX E PLUS.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO001</b></p> | <p>Campo Fotocurado: 8mm</p>  |
|  <p>Guía de luz / Fibra óptica, <b>Woodpecker® LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO002</b></p>                     | <p>Campo Fotocurado: 8mm</p>  |
|  <p>Guía de luz / Fibra óptica, Biselada <b>Woodpecker® LED.H, LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO003</b></p>           | <p>Campo Fotocurado: 8mm</p>  |
|  <p>Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: Ø10mm</p> <p><b>Ref.: 44-225</b></p>   | <p>Campo Fotocurado: 8mm</p>  |
|  <p>Punta DTE® <b>iLED MAX</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO008</b></p>  | <p>Metálica<br/>Campo fotocurado: 10mm</p>  |
|  <p>Tapa transparente punta DTE® <b>iLED MAX.</b></p> <p><b>Ref.: 28-LF006</b></p>  |   |
|  <p>Tapa transparente punta metálica DTE® <b>iLED PLUS</b> (modelo antiguo), 1ud.</p> <p><b>Ref.: 28-LF004</b></p>                      | <p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR</b></p>   |
|  <p>Tapa transparente punta metálica DTE® <b>iLED PLUS</b> (modelo nuevo) y B-Cure Plus, 1ud.</p> <p><b>Ref.: 28-LF005</b></p>          | <p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR</b></p>   |
|  <p>Punta DTE® <b>B-Cure Plus metálica.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO010</b></p>  | <p>Metálica<br/>Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR</b></p> |
|  <p>Punta DTE® <b>VV Light</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO011</b></p>   | <p>Metálica<br/>Campo Fotocurado: 10mm</p>  |

|  | Descripción   | Observaciones  |
|--|---|--|
| <br><small>Imagen no disponible</small> | Guía de luz / Fibra óptica DTE® <b>B-Cure (modelo antiguo)</b> .<br><br><b>Ref.: 28-FO009</b> | Campo Fotocurado: 8mm<br><br><div style="background-color: yellow; padding: 2px; text-align: center;">HASTA AGOTAR</div> |
|   | Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® <b>LUX VI</b> .<br><br><b>Ref.: 28-FO004</b>           | Campo Fotocurado: 8mm  |
|    | Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® <b>X-cure standard</b> .<br><br><b>Ref.: 28-FO005</b>  | Campo Fotocurado: 10mm   |
|   | Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® <b>X-cure biselada</b> .<br><br><b>Ref.: 28-FO007</b>  | Campo Fotocurado: 10mm   |
|                                        | Punta Woodpecker® <b>O-Star</b> .<br><br><b>Ref.: 28-FO006</b>                                | Metálica<br>Campo Fotocurado: 10mm   |
|                                       | Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker® O-Star, iLed MAX.<br><br><b>Ref.: 28-LF007</b>    |  |
|                                       | Guía de luz / Fibra óptica TKD® Moon Ø8mm.<br><br><b>Ref.: 40-53001</b>                       | Campo Fotocurado: 8mm  |




**Baterías lámparas de fotocurado** 



|   | Descripción  | Observaciones |
|---|--|---------------|
|  | Batería <b>ECO LED1</b> , Woodpecker® <b>LED.H y LED.H ORTHO</b> .<br><br><b>Ref.: 28-BAT001</b> |               |
|  | Batería Woodpecker® <b>LUX VI</b> .<br><br><b>Ref.: 28-BAT004</b>                                |               |

|   | Descripción   | Observaciones                         |
|---|---|---------------------------------------|
|                    | Batería lámpara DTE® <b>iLED</b> "todos los modelos" y Woodpecker® <b>LED.D, X-Cure y LUX E PLUS.</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT002</b> |                                       |
|                    | Batería lámpara Woodpecker® <b>LED.C</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT003</b>  |                                       |
|                    | Batería lámpara DTE® <b>B-Cure</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT011</b>  |                                       |
| <b>NUEVO</b><br>   | Batería localizador de ápices Woodpecker <b>Minipex</b><br><br><b>Ref.: 28-BAT012</b>   |                                       |
|                   | Batería lámpara <b>O-Star</b> (Modelo con conexión)<br><br><b>Ref.: 28-BAT013</b>   | *Estación base con conexión 28-BAS012 |
| <b>NUEVO</b><br> | Batería lámpara <b>O-Star</b> (Modelo contactless)*<br><br><b>Ref.: 28-BAT014</b>   | *Estación base contactless 28-BAS020  |

▶ Protectores vista lámparas de fotocurado










|   | Descripción   | Observaciones |
|---|---|---------------|
|  | Protector para vista <b>LED.L, LED.D, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B, B-Cure, LUX E Plus.</b><br><br><b>Ref.: 28-LF001</b> |               |
|  | Protector para vista <b>LUX VI</b><br><br><b>Ref.: 28-LF003</b>   |               |
|  | Protector para vista <b>iLED "todos los modelos"</b><br><br><b>Ref.: 28-LF002</b>   |               |

|   | Descripción   | Observaciones  |
|---|---|--|
|  <p>Imagen no disponible</p> | Protector para vista <b>O-Star</b><br><br><b>Ref.: 28-LF009</b>   | Gafas protectoras modo cheek<br><b>Ver lista aparatología.</b> |
|                              | Protector para vista <b>VV Light</b><br><br><b>Ref.: 28-LF010</b> |  |

**Bases lámparas fotocurado**



|   | Descripción   | Observaciones         |
|---|---|-----------------------|
|    | Base <b>ECO LED1</b> y <b>Woodpecker® LED.H</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS001</b>   | <b>Color:</b> Dorado  |
|   | Base lámpara <b>DTE® iLED "todos los modelos"</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS002</b> | <b>Color:</b> Blanco  |
|  | Base lámpara <b>DTE® iLED "todos los modelos"</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS003</b> | <b>Color:</b> Violeta |
|  | Base lámpara <b>Woodpecker® LED.D</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS004</b>             |                       |
|  | Base lámpara <b>Woodpecker® LED.C</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS005</b>             |                       |
|  | Base lámpara <b>Woodpecker® X-Cure "Golden"</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS016</b>   |                       |
|  | Base lámpara <b>Woodpecker® X-Cure "Silver"</b><br><br><b>Ref.: 28-BAS015</b>   |                       |

**Descripción**

**Observaciones**



Base lámpara **DTE® B-Cure**

Ref.: **28-BAS011**



Base lámpara **Woodpecker® O-Star** (Modelo con conexión)\*

Ref.: **28-BAS012**

\*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano



Base lámpara **Woodpecker® O-Star** (Modelo contactless)\*

Ref.: **28-BAS020**

\*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano



Imagen no disponible

Base lámpara **Woodpecker® LUX E PLUS**

Ref.: **28-BAS019**

NUEVO

▶ Transformadores lámparas fotocurado



**Descripción**

**Observaciones**



Transformador **Woodpecker® LED.H, DTE ILED, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star, Lux E Plus, y comp.**

Ref.: **28-TRA002**



Transformador lámpara **Woodpecker® LUX VI**

Ref.: **28-TRA001**



Transformador lámpara **Woodpecker® X-Cure**

Ref.: **28-TRA003**

▶ Mangueras para lámparas fotocurado



**Descripción**

**Observaciones**





Manguera lámpara **TKD® Moon**

Ref.: **40-91A2000**

Open end  
Longitud: 160cm  
Color: Gris oscuro (RAL 7038)  
Regulación de spray

Compatible lámpara **Castellini T-LED**

|   | Descripción  | Observaciones  |
|---|--|--|
|  | <p>Fuente de alimentación para dotar de luz a sillones dentales sin luz.<br/>Regulador de retardo apagado luz por manguera.</p> <p><b>Ref.: 42-480</b></p> | <p><b>Tensión alimentación:</b> 12 – 30 V.<br/><b>Tensión salida:</b> 2,5 – 3,5 V.<br/>Actuación neumática</p> |
|  | <p>Soporte instrumento polivalente.</p> <p><b>Ref.: 44-650</b></p>   |  |