

GREEN&CLEAN SK & MK Desinfección con spray y toallitas para grandes áreas



Desinfección con spray sin alcohol para superficies sensibles al alcohol de dispositivos médicos (p.ej., manillas de la unidad, cubiertas de cuero / cuero sintético de la unidad dental)

GREEN&CLEAN SK Espuma desinfectante sin alcohol para la desinfección de superficies de dispositivos médicos.

Solución desinfectante sin alcohol para la desinfección de grandes superficies de dispositivos médicos.

Particularidades

- sin alcohol
- tiempo de acción corto
- solución lista para usar
- efecto duradero contra el restablecimiento de bacterias y virus en el aire
- particularmente adecuado para su uso en superficies sensibles al alcohol de dispositivos médicos
- libre de aldehído, fenol y fosfato
- solución desinfectante lista VAH CE 0044

Moderna combinación de agentes activos

Compuestos de amonio cuaternario

Espectro de acción /	bactericida**	1 min
Tiempos de acción	fungicida (C. albicans)**	1 min
**	HBV/HIV/HCV	1 min

Testado por

- Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich
- Prof. Dr. med. E. Marth, Graz
- Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main
- Dr. med. J. Steinmann, Bremen

Números de pedido GREEN&CLEAN SK

98-030111	Kit de iniciación, 3 botellas de spray de 750 ml + 1 x espumador
98-030112	Kit de recarga, garrafa 5 l

